

Les articulateurs Artex®



Artex® BN

Articulateur Non Arcon pour une entrée bon marché

- Éléments fonctionnels précis en aluminium et en acier inoxydable
- Système de plaques magnétiques intégrées pour modèles
- Condyle fixe avec un rayon de trajectoire de 19 mm
- Pente condylienne sagittale fixe moyenne de 35°
- Angle de Bennett fixé à 15°
- « Clic » – loquet de verrouillage rapide en relation centrée

Artex® CR

Articulateur de type Arcon pour la gestion de modèles et appareil universel de diagnostic et de thérapie

- Fonction SideShift (décallage immédiat) réglable de 0 à 1.5 mm de chaque côté
- Protusion réglable de 0 à 6 mm
- Rétrusion réglable de 0 à 2 mm
- Distraction pour détente de l'articulation temporo-mandibulaire comprimée de 0 à 3 mm
- Idéal pour analyse de modèle, fabrication de gouttières et correction
- Pente condylienne à inclinaison variable entre -20° et + 60°
- Angle de Bennett réglable de -5° à + 30°



Artex® CN

Le modèle de base Non Arcon en carbone

- Manipulation simple et conviviale
- 3 positions de travail anti-culbute
- Centrique par verrouillage des clips
- Pente condylienne moyenne sagittale 35°
- Angle de Bennett réglable 0 à 20°



Artex® CT

Articulateur non arcon partiellement réglable

- Articulateur Non Arcon partiellement réglable
- Pente condylienne sagittale réglable -15 à 60°
- Angle de Bennett réglable 0 à 20°
- Verrouillage de centrique par clips
- Tiges arbitraires pour transfert direct avec l'arc facial

Artex® CP

L'articulateur de base Arcon

- Articulateur, partiellement ajustable avec 3 positions de travail anti-basculé
- Clips de verrouillage de la centrique très précis et stables par semi-arbres mécaniquement guidés
- Tiges arbitraires pour le transfert direct avec l'arc facial
- Artex Pente condylienne à inclinaison variable entre -20° et + 60°
- Distraction pour détente de l'articulation temporo-mandibulaire comprimée de 0 à 3 mm
- Clip Arcon pour empêcher la chute des deux parties de l'articulateur quand la centrique est ouverte
- Angle de Bennett réglable de -5° à + 30°
- Rétrusion progressive réglable de 0 à 2 mm



Pour en savoir plus :
www.dentalinc.fr



HOTLINE :
05 40 25 58 53

31 rue d'Armagnac
33800 Bordeaux - France

