

## Four Ceramill Therm S



Le four de frittage rapide et compact conçu pour plus de souplesse dans l'activité quotidienne du laboratoire.

De un à six éléments, **ultra fonctionnel**, c'est le four idéal pour les restaurations en zircone.

### Une maîtrise parfaite de la combustion pour une cuisson haute performance

Four compact et à économie d'énergie qui séduit par son ergonomie, sa simplicité d'utilisation et sa puissance. Il a la possibilité de sintériser des restaurations unitaires en **deux heures seulement**. Plusieurs programmes permettent de s'adapter au type de restauration et offrent la possibilité de cuire de façon personnalisée et sur-mesure. Véritable prouesse technologique, les cycles sont plus ou moins longs et apportent de la fiabilité aux process. Très agile et pourvu d'une fonction de séchage « autodry », le Ceramill Therm S peut facilement être utilisé pour des cuissons de glaçage.

### Simple et convivial !

Outre sa simplicité d'utilisation, le Ceramill Therm S est convivial et apporte nombre de solutions avec son écran tactile dernière génération 10,4" et une **interface intuitive et connectée**. Fini les protocoles fastidieux ! Place à la réactivité et au gain de temps. Le Therm S est LE four moderne utile, simple et pratique.




**Interface intuitive et connectée**



**Rapide : sintérisation en 2 heures**



**Séchage «autodry» pour cuissons de glaçage**



**Fiable et moderne**

## Données techniques

Dimensions P/L/H: 383 x 780 x 343 mm

Poids: 23 kg

Connexions électriques: 230V / 50-60 Hz

Fusibles: 2 x 16 A

Puissance: 2000 W

Dimensions utiles chambre de combustion: 60 x 50 mm



### Un service Dental Inc

- Un SAV premium
- Une équipe disponible et à l'écoute
- Installation et formation sur place partout en France
- Accompagnement et formation régulières

