

L'usineuse GTR



L'usineuse compacte qui allie puissance et intelligence. Produisez soit de façon hybride (à sec ou sous irrigation) ou simplement à sec grâce à un ordinateur-tableau de bord intégré et doté de l'intelligence artificielle.

L'outil intelligent tout-en-un

L'usineuse GTR, c'est l'usineuse intelligente à 5 axes. Elle révolutionne la fabrication en réunissant une excellente qualité de production et une diversité de matériaux et d'indications. Le flux de travail est entièrement numérique. Avec la GTR, Redon confirme l'avènement de la nouvelle ère numérique en technique dentaire.

L'unité de fraisage à 5 axes impose simultanément de nouveaux standards en termes de confort, de sécurité de production. Compacte et sur puissante (Broche à 3,7 KW) La GTR permet à ses utilisateurs de se concentrer pleinement sur leurs activités traditionnelles tout en analysant et en optimisant le savoir faire automatique grâce à des fonctions d'analyse intelligentes : l'utilisateur est informé en temps et en heure des maintenances à réaliser et tout est indiqué sur l'écran de la machine.

Usinez sans contrainte tout type de matériaux avec la broche la plus puissance du marché

- Auto-calibration
- Auto-détection des outils de fraisage (RFID)
- Écran 10 pouces
- Caméra HD
- Bras C-Clamp : restaurations hautement esthétiques
- Alpha connected
- Priorisation des cas
- Optimisation de la production avec la broche la plus puissante du marché

5X

5 axes



Fraisage
Meulage
Sculptage



Production
hybride (à sec ou
sous irrigation)



Tutoriels vidéos des
étapes de maintenance
en ligne

Données techniques

Axes: 5

Puissance de Broche : **3.7 kW**

Mode d'usinage : à sec/sous irrigation

Gestion de l'outil : échangeur d'outils à 12 fraises

Dimensions P/L/H: 630 x 660 x 760 mm

Poids: 79 kg

Vitesse de rotation broche: 60 000 tr / min-1

Air comprimé: 150 l/min à 6 bar

Capteur RFID pour outils de fraisage

Système ouvert



3 alternatives de couleurs

Type de matériaux

Zircone

PMMA

Wax

Titane

Chrome
Co

Peek

Composite

Cire

Premill



Les restaurations hautement esthétiques sont désormais possibles grâce au bras C-Clamp



Un service Dental Inc

- Un SAV premium
- Une équipe disponible et à l'écoute
- Installation et formation sur place partout en France
- Accompagnement et formation régulières