

La R-One +



L'usineuse chairside Plug and Play

Commencez à travailler immédiatement sans avoir besoin de périphérique supplémentaire grâce à son réservoir d'eau et à son compresseur intégré au puissant système de filtration.

L'usineuse R-One + de chez Redon est une innovation en terme d'usineuse dans le monde de la dentisterie. Conçue pour répondre aux besoins en matière d'usinage, elle est dotée de caractéristiques haut de gamme aux performances très élevées.

Le design élégant de la R-one+ s'intègre parfaitement à tout l'environnement de travail, tandis que sa vitesse et sa qualité d'usinage en font un choix idéal pour les petits ou grand laboratoire.



4 axes



Fraisage
Meulage
Sculptage



Production sous
irrigation



Production d'une
couronne en 15
mins



Réservoir d'eau et
compresseur
intégré



Données techniques

Puissance de Broche : 0.86 kW

Axes: 4

Mode d'usinage : Sous irrigation

Diamètre de l'arbre d'outil : 3/4 mm

Dimensions P/L/H: 320 x 505 x 636 mm

Poids : 65 kg

Vitesse de rotation broche : 100 000 RPM

Besoin d'air : Non

Capacité ACT : 7

Système ouvert

Angle d'inclinaison de l'axe B : Infini

Voltage / Fréquence : 110v-230v / 50-60 Hz

- ✓ Éco-respectueux
- ✓ Flux de travail rapide et automatisé
- ✓ Réservoir d'eau intégré
- ✓ Compacte et facile d'utilisation
- ✓ Alpha connected
- ✓ Priorisation des cas
- ✓ Optimisation de la production avec la broche la plus puissante du marché



Type de matériaux

Vitro-
Céramique

Composite

Titane

Type de bras



Vitrocéramique



Prémill



6 Vitrocéramiques



5 Prémill



2 Vitrocéramiques
2 Prémill



Un service Dental Inc

- Un SAV premium
- Une équipe disponible et à l'écoute
- Installation et formation sur place partout en France
- Accompagnement et formation régulières